

So lesen Sie die Betriebsstunden an Ihrer „DreamStation“ ab.

Weg 1:

1. Gerät einschalten
2. mit Drehknopf zu „Mein Betreuer wechseln“

3. Unter Mein Betreuer
 - runden Knopf drücken
 - runden Knopf drehen bis sich in der „Geräteinfo“ befinden
4. Geräteinfo
 - runden Knopf drehen

Anschließend sollten:

Therapiestunden, Gebläse und Tage auf dem Display erscheinen.

Betriebsstunden = Therapiestunden

Weg 2:

1. Gerät einschalten
2. mit Drehknopf zu „Mein Betreuer wechseln“

3. Unter Mein Betreuer
 - runden Knopf drücken
 - runden Knopf drehen bis Fenster mit Lüfter-Symbol erscheint (Violett)
 - fünfstellige Zahl, rechts ablesen

S/N	JPP200665CD9B
Model	CPAP
Software	D1.0.1
	031315 - 00343
⊕ Device	

Betriebsstunden

Wenn Sie Fragen haben können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.

Telefon: 089/81 88 81 00

Fax: 089/8 12 21 10

E-Mail: info@nri-med.de