

**So lesen Sie die Betriebsstunden an Ihrem Schlafapnoe-Therapie-  
Gerät  
der Firma Weinmann Prisma Line ab:**

1. Gerät am Strom angesteckt
2. Info-Taste drücken
3. Pfeiltaste nach rechts drücken
4. Feld „Gerät“ drücken
5. Rechtes Feld bei **N4** stehen die Betriebsstunden
6. Taste mit dem Haus drücken

**Gerät ist wieder in der Ausgangsanzeige**

Sollten Sie zum Ablesen der Betriebsstunden noch Hilfe benötigen, erreichen Sie uns  
unter

**Telefon: 089 / 81 88 81 00**

Wir bedanken uns für Ihre  
Mitarbeit  
Ihre

***NRI Medizintechnik GmbH***